

## Sanitary Bin / Sensor S.B.

**Weight/Peso/Poids:** 4.63 lb. / 2.100 g.

**Dimensions (in):** 7.48 w. x 24.01 h. x 11.81 d.

**Dimensiones (cm.):** 19 An. x 61 Al. x 30 Pr.

## Mini Sanitary Bin

**Weight/Peso/Poids:** 3.31 lb. / 1.500 g.

**Dimensions (in):** 13.38 w. x 20.47 h. x 6.29 d.

**Dimensiones (cm.):** 34,9 An. x 52,2 Al. x 16 Pr.

## Feminine Hygiene safe and functional

The Proanzymes help to control and neutralize bad odors from organic wastes; at the same time its citric fragrance freshens the environment. The Proanzymes bag is placed inside the Lady Care sanitary bin and has to be replaced every cleaning process. Proanzymes will inhibit the propagation of bacteria, avoid contamination spread and neutralized undesirable odors during 30 days.

## Higiene femenina segura y funcional

Los Proanzymes ayudan a controlar los malos olores que provienen de los desechos orgánicos; y al mismo tiempo aromatiza el entorno gracias a su fragancia cítrica. La bolsa de Proanzymes se coloca en la unidad higiénica y hay que desecharla con cada proceso de limpieza. Los Proanzymes inhiben la proliferación de bacterias, evitan posibles contaminaciones y neutralizan los olores durante 30 días.

## Une hygiène féminine sûre et fonctionnelle

Les Proanzymes aident à contrôler les mauvaises odeurs qui proviennent des déchets organiques; et en même temps elles aromatisent l'environnement grâce à son parfum citrique. Le sac de Proanzymes se place dans l'unité hygiénique et doit être jeté à chaque nettoyage. Les Proanzymes inhibent la prolifération des bactéries, évitent une contamination possible et neutralisent les odeurs pendant 30 jours.




# Sanitary Bin

## Sanitary Bin with pedal and stainless steel lid

• Made in polypropylene. Easy to maintain clean. Very resistant and lid specially created to prevent the vision of its content.

## Réceptacle d'Hygiène avec pédale et couvercle en acier inoxydable

• Fabricquée en polypropylène. Facile à nettoyer. Très résistant et couvercle spécialement conçu pour empêcher la visualisation du contenu.



Distribution:



# Sensor Sanitary Bin

## Sensor Sanitary Bin

• It works just by sliding the hand above the sensor led. It avoids physical contact with the Sanitary Bin which reduces the risk of crossed infection. Low cost. The lid of the new Sanitary Bin which sensor fits perfectly in the Sanitary Bin with pedal.

## Conteneur pour l'Hygiène Féminine avec Capteur

• Activé en plaçant votre main sur le capteur. Éviter tout contact direct avec les mains et le risque d'infection croisée. Faible coût. Le couvercle de la Touch Free Sanitary Bin. Faible coût. La couverture du Touch Free Sanitary Bin peut être adaptée pour le corps du Sanitary Bin traditionnel.



## Unidad Higiénica Con Sensor

• Se activa colocando la mano sobre el sensor. Evita el contacto directo con las manos y el riesgo de infecciones cruzadas. Bajo coste. La tapa de la Sensor Sanitary Bin se puede adaptar al cuerpo de la Sanitary Bin tradicional.

Distribution:



# Mini Sanitary Bin

## Mini Sanitary Bin


• Thought for the collection of wastes which are originated at feminine bathrooms.

• Appropriate for reduced spaces and areas, also valid as a waste bin.

## Mini Conteneur Hygiène

• Conçu pour recueillir les déchets dans les sanitaires féminins.

• Adapté aux espaces réduits, également utilisable comme corbeille.



Distribution:

